

## سیرکولاتور گرمایشی به همراه حمام رو باز (Heating Circulator with Open Bath)

برای کاربردهای مرتبط با کنترل دمایی خارجی و داخلی به همراه حمام فولادی شفاف یا ضدزنگ و پمپ

M  
P  
S



سیرکولاتور گرمایشی به همراه حمام رو باز (Heating Circulators with Open Bath) شرکت Julabo آلمان به همراه حمام از جنس فولاد ضدزنگ، Plexigle یا Makrolon دارای کاربردهای دمایی خارجی و داخلی است. سیرکولاتور گرمایشی به همراه حمام رو باز به طور مستقیم برای کنترل دمایی داخلی در داخل حمام استفاده می شوند. سیستم های خارجی و بسته ممکن است از طریق پمپ به سیرکولاتور گرمایشی متصل شود. این سیرکولاتور گرمایشی به همراه حمام رو باز شامل سری CORIO و در ۹ مدل متفاوت می باشد. سیرکولاتور آزمایشگاهی به همراه حمام رو باز (Open Bath) دارای حمام هایی با اندازه متفاوت هستند. حمام های متنوعی برای شیشه آلات آزمایشگاهی، کاورهای حمام، و کف قابل تنظیم به عنوان لوازم جانبی در اختیار هستند. کاربردهای متداول: کنترل دمایی سل های اندازه گیری، فوتومتر ها، و نمونه ها؛ حرارت دهی طرف شیشه ای؛ و آزمایش های دمایی.

Mehi  
Part  
Shah



سیرکولاتور گرمایشی به همراه حمام رو باز سری CORIO:

فشار پمپ (bar)	سرعت پمپ (l/min)	ظرفیت حرارتی (kW)	پایداری دمایی (°C)	محدوده دمایی (°C)	مدل سیرکولاتور گرمایشی به همراه حمام رو باز	شماره سفارش سیرکولاتور گرمایشی به همراه حمام رو باز
۰,۳۵	۱۵	۲	±۰,۰۳	۱۵۰+ ... ۲۰+	CORIO CD- B۵	۹۰۱۲۴۰۵
۰,۳۵	۱۵	۲	±۰,۰۳	+۲۰ ... +۱۵۰	CORIO CD- B۱۳	۹۰۱۲۴۱۳
۰,۳۵	۱۵	۲	±۰,۰۳	+۲۰ ... +۱۵۰	CORIO CD- B۱۷	۹۰۱۲۴۱۷
۰,۳۵	۱۵	۲	±۰,۰۳	+۲۰ ... +۱۵۰	CORIO CD- B۱۹	۹۰۱۲۴۱۹
۰,۳۵	۱۵	۲	±۰,۰۳	+۲۰ ... +۱۵۰	CORIO CD- B۲۷	۹۰۱۲۴۲۷
۰,۳۵	۱۵	۲	±۰,۰۳	+۲۰ ... +۱۵۰	CORIO CD- B۳۳	۹۰۱۲۴۳۳
۰,۳۵	۱۵	۲	±۰,۰۳	+۲۰ ... +۱۵۰	CORIO CD- B۳۹	۹۰۱۲۴۳۹
۰,۳۵	۱۵	۲	±۰,۰۳	+۲۰ ... +۱۰۰	CORIO CD- BT۵	۹۰۱۲۳۰۵
۰,۳۵	۱۵	۲	±۰,۰۳	+۲۰ ... +۱۰۰	CORIO CD- BT۱۹	۹۰۱۲۳۱۹
۰,۳۵	۱۵	۲	±۰,۰۳	+۲۰ ... +۱۰۰	CORIO CD- BT۲۷	۹۰۱۲۳۲۷



Me  
Pa  
Shu

ویژگی سیرکولاتور گرمایشی به همراه حمام رو باز CORIO:

- کنترل دمایی دقیق
- صفحه نمایش سفید، براق و با کیفیت
- سهولت در عملکرد
- مخزن های حمام با کیفیت (شفاف یا از جنس فولاد ضدزنگ)