

سیرکولاتور سرمایشی شناور (immersion coolers)

به همراه پروب شناور برای سرمایش سریع مایعات

Mel  
Par  
Shu



سیرکولاتور سرمایشی شناور (immersion coolers) شرکت Julabo شرکت آلمان هنگامی که به سیرکولاتور گرمایشی متصل می شود، سرمایش متقابل (counter-cooling) را انجام می دهند. کاربرد دیگر سیرکولاتور سرمایشی شناور سریع در دمای پایین می باشد. همچنین این سیرکولاتور آزمایشگاهی دارای طراحی منحصر به فردی می باشند که فضای بیشتری را در اختیار اپراتور قرار می دهد. سیرکولاتور سرمایشی شناور شرکت Julabo دارای شیر تخلیه آب سرد می باشند. کاربرد آسان این سیرکولاتور سرمایشی باعث محبوبیت این دستگاه شده است.

### سری های FD:

تیوب ارتباط دهنده سیرکولاتور سرمایشی (cm)	پروپ شناور/پروپ انعطاف پذیر	ظرفیت سرمایشی در 20 °C	پایداری دمایی سیرکولاتور سرمایشی (°C)	محدوده دمایی سیرکولاتور سرمایشی (°C)	مدل سیرکولاتور سرمایشی	شماره سفارش سیرکولاتور سرمایشی
		0.22		+10 ... +30	FD200	9655825

### سری های FT:

تیوب ارتباط دهنده سیرکولاتور سرمایشی (cm)	پروپ شناور/پروپ انعطاف پذیر	ظرفیت سرمایشی در 20 °C	پایداری دمایی سیرکولاتور سرمایشی (°C)	محدوده دمایی سیرکولاتور سرمایشی (°C)	مدل سیرکولاتور سرمایشی	شماره سفارش سیرکولاتور سرمایشی
120	9 x 4 (L x Ø) cm	0.25		-20 ... +30	FT200	9650820
120	12 x 5 (L x Ø) cm	0.45		-40 ... +30	FT400	9650840
120	12 x 5 (L x Ø) cm	0.45	±0.5	-40 ... +30	FT402	9650842
160	flex. Wellenschlauch, 65 x 1.5 (L x Ø) cm	0.3		-90 ... +30	FT900	9650890
160	flex. Wellenschlauch	0.3	±1	-90 ... +30	FT902	9650892

	uch, 65 x 1.5 (L x Ø) cm					
160	5.6 x 14.0 (H x Ø) cm	0.3	±1	-90 ... +30	FT903	9650893

