

سیرکولاتور گرمایشی با حمام حرارت دهی رو باز (Open Heating Bath Circulator)

برای کاربردهای دمایی داخلی



سیرکولاتور گرمایشی با حمام حرارت دهی رو باز (Open Heating Bath Circulator) برای کاربردهای داخلی طراحی شده است. این سیرکولاتور گرمایشی با حمام حرارت دهی رو باز دارای مخزن (tank) هایی از جنس فولاد ضدزنگ یا پلی کربنات هستند. سیرکولاتور گرمایشی شامل مدل CORIO و گستره دمایی ۲۰ تا ۱۰۰ درجه سانتی گراد می باشد. لوازم جانبی این سیرکولاتور آزمایشگاهی عبارت است از: لوله (tube) های مختلف تست، پلتفرم هایی با قابلیت تنظیم شناور شدگی و سیم پیچ های سرمایشی. سیرکولاتور گرمایشی با حمام حرارت دهی رو باز می تواند از حمام خود به راحتی جدا شود.



سیرکولاتور گرمایشی با حمام حرارت دهی رو باز سری CORIO:

فشار پمپ (bar)	ظرفیت حرارتی (kW)	پایداری دمایی (°C)	محدوده دمایی (°C)	مدل سیرکولاتور گرمایشی	شماره سفارش سیرکولاتور گرمایشی
	۲	±۰,۰۳	+۲۰ ... +۱۰۰	CORIO C-B۵	۹۰۱۱۴۰۵
	۲	±۰,۰۳	+۲۰ ... +۱۰۰	CORIO C-B۱۳	۹۰۱۱۴۱۳
	۲	±۰,۰۳	+۲۰ ... +۱۰۰	CORIO C-B۱۷	۹۰۱۱۴۱۷
	۲	±۰,۰۳	+۲۰ ... +۱۰۰	CORIO C-B۱۹	۹۰۱۱۴۱۹
	۲	±۰,۰۳	+۲۰ ... +۱۰۰	CORIO C-B۲۷	۹۰۱۱۴۲۷
	۲	±۰,۰۳	+۲۰ ... +۱۰۰	CORIO C-BT۵	۹۰۱۱۳۰۵
	۲	±۰,۰۳	+۲۰ ... +۱۰۰	CORIO C-BT۹	۹۰۱۱۳۰۹
	۲	±۰,۰۳	+۲۰ ... +۱۰۰	CORIO C-BT۱۹	۹۰۱۱۳۱۹
	۲	±۰,۰۳	+۲۰ ... +۱۰۰	CORIO C-BT۲۷	۹۰۱۱۳۲۷

Parto
Shar



Me
Pa
Shu

ویژگی سیرکولاتور گرمایشی با حمام حرارت دهی رو باز سری CORIO:

- کنترل دمایی دقیق
- صفحه نمایش سفید، براق و با کیفیت
- سهولت در عملکرد
- مخزن های حمام با کیفیت (شفاف یا از جنس فولاد ضدزنگ)