

## کوره آزمایشگاهی رومیزی با دمای بالا ( 1500C ) و با قابلیت کنترل دمایی – KSL-1500X-DD



کوره مافل (Muffle Furnace) مدل KSL-1500X-DD ساخت شرکت MTI یک کوره آزمایشگاهی پرکاربرد با دمای بالا محسوب می شود. کوره KSL-1500X-DD یک کوره مافل مجهز به در لایه به همراه ریل کشویی در هر در است. کوره آزمایشگاهی مدل KSL-1500X-DD با استفاده از المنت ها و تجهیزات الکتریکی جدید بارگذاری و خنک سازی محفظه را به منظور افزایش بازدهی تسریع می کند. کوره KSL-1500X-DD از الیاف آلومینایی بسیار خالص و عناصر حرارت دهی SiC تشکیل شده است. ابعاد محفظه این کوره الکتریکی 250x250x300mm می باشد و می تواند حرارتی تا 1400 درجه سانتی گراد را تامین کند. کوره KSL-1500X-DD یکی از پرکاربرد ترین و مدرن ترین کوره های الکتریکی در حوزه سوخت های فسیلی می باشد.

KSL-1500X-DD	مدل کوره الکتریکی
250x250x300mm	اندازه داخل محفظه کوره آزمایشگاهی
1400 °C	دمای استاندارد

1500 °C (برای مواردی که زیر یک ساعت از کوره مدل KSL-1500X-DD استفاده شود)	دمای ماکزیمم
سی جز برنامه ریزی کننده دما واحد کنترلی از کوره KSL-1500X-DD جدا می باشد	کنترل دمایی کوره مافل
0~10 °C / min	سرعت حرارت دهی
S type	کوپل گرمایی
+/- 1 °C	دقت دمایی کوره الکتریکی
SiC	عناصر حرارت دهی
AC 220V Single Phase	ولتاژ
5 KW	توان ماکسیمم
1800x600x840mm	اندازه بیرونی
120 Kg	وزن کلی کوره آزمایشگاهی مافل
یک سال (این گارانتی شامل بخش های جدا نمی شود)	گارانتی کوره الکتریکی
گواهی CE گواهی NRTL در صورت سفارش	گواهی کوره جعبه ایی
300 lbs	وزن ورودی

Mehrgan  
Parto  
Shar