

دستگاه تمیز کننده التراسونیک مکانیکی

حمام التراسونیک (Ultrasonic Bath) سری مکانیکی یک دستگاه تمیز کننده (Ultrasonic Cleaner) پر فروش ترین مدل دستگاه شوینده اولتراسونیک شرکت Qsonica کشور امریکا می باشد. این دستگاه حمام التراسونیک دارای ویژگی های تمیز کنندگی قابل اعتماد و قیمت مناسب می باشد. تمام دستگاه های حمام التراسونیک (التراسونیک کلینر) شرکت Qsonica از جنس مخزن استیل ضد زنگ و بدنه پلاستیکی مقاوم در برابر مواد شیمیایی می باشد. یک کاور برای تمام دستگاه های تمیز کننده اولتراسونیک موجود می باشد.

در دستگاه حمام اولتراسونیک دیجیتال یک سبد مش یا سینی سوراخدار باید به طور جداگانه سفارش داده شود. سبد برای تمیز کردن اقلام کوچک توصیه می شود و سینی برای مواد سنگین تر مورد استفاده قرار می گیرد که باید در سطح و سمت راست قرار داشته باشند.



ویژگی های دستگاه تمیز کننده التراسونیک مکانیکی

- تایمر 60 دقیقه ای
- انتخاب عملکرد پیوسته
- قیمت پایین و نتایج قابل اعتماد
- فرکانس 40 کیلوهرتز

مشخصات فنی دستگاه تمیز کننده التراسونیک مکانیکی

مدل دستگاه حمام التراسونیک	حجم حمام التراسونیک	اندازه دستگاه تمیز کننده التراسونیک L x W x D	اندازه مخزن دستگاه التراسونیک کلینر L x W x D	وزن دستگاه حمام التراسونیک	فرکانس التراسونیک کلینر
C50T	½ gallon (1.9L)	10 x 12 x 11.5" (254 x 305 x 292mm)	6 x 5.5 x 4" (152 x 140 x 102mm)	7 lbs.	40 kHz
C75T	¾ gallon (2.8L)	13.5 x 12 x 11.5" (343 x 305 x 292mm)	9.5 x 5.5 x 4" (241 x 140 x 102mm)	9 lbs.	40 kHz
C150T	1½ gallon (5.7L)	16 x 12 x 14.5" (406 x 305 x 368mm)	11.5 x 6 x 6" (292 x 152 x 152mm)	12 lbs.	40 kHz
C250T	2½ gallon (9.5L)	16 x 15.5 x 14.5" (406 x 394 x 368mm)	11.5 x 9.5 x 6" (292 x 241 x 152mm)	14 lbs.	40 kHz