

دستگاه التراسونیک هموژنایزر (سونیکاتور) مدل Q55

دستگاه التراسونیک هموژنایزر (sonicator) مدل Q55 محصول شرکت Qsonica می باشد. دستگاه التراسونیک هموژنایزر (سونیکاتور) مدل Q55 یک همزن اولتراسونیک قابل برنامه ریزی است که فضای بسیار کم تری را نسبت به سایر دستگاه های التراسونیک هموژنایزر (همزن التراسونیک) موجود در بازار اشغال می کند. دستگاه التراسونیک هموژنایزر (سونیکاتور) مدل Q55 برای شکست سلول استاندارد و بسیاری از کاربردهای دیگر برای نمونه های کوچک موثر است. پروب های دستگاه همزن التراسونیک مدل Q55 در سه سایز متفاوت موجود می باشد.



ویژگی های التراسونیک هموژنایزر (سونیکاتور) مدل Q55

- کوچکترین دستگاه همزن اولتراسونیک موجود
- سوئیچ عملکرد یا عملیات پیوسته
- عملیات ساده و موثر

قطعات دستگاه التراسونیک هموژنایزر (سونیکاتور) مدل Q55

- ژنراتور
- مبدل
- پروب با قطر 1/8"
- کابل مبدل
- ست آچار
- کابل برق

مشخصات فنی دستگاه التراسونیک هموژنایزر (سونیکاتور) مدل Q55

55 Watts	توان مصرفی دستگاه اولتراسونیک هموژنایزر
20 kHz	فرکانس همزن التراسونیک
8" W x 7.5" L x 5.75" H	ابعاد دستگاه هموژنایزر التراسونیک
110V, 50/60Hz	ولتاژ دستگاه سونیکاتور

Mehrgan
Parto
Shar