



دستگاه شوینده التراسونیک (ultrasonic cleaner) مدل TOUCH 7500ml tank 9050 از طریق ارسال امواج صوتی به محفظه (tank) و محلول شست و شو عمل می کند. این امواج میلیون ها حباب میکروسکوپی ایجاد می کنند، که در صورت ترکیدن مقدار زیادی انرژی آزاد می کنند. این انرژی آزاد شده باعث پاکیزگی سطح می شود. به این فرآیند Cavitation می گویند.

حباب های ریز موجود در حمام اولتراسونیک نه تنها باعث تمیزی سطح، بلکه با نفوذ به بخش های نازک تر در اجسام کوچکتر و جواهرات، آن ها را به فرم سابق در می آورد.

از این حمام تمیز کننده برای پاکسازی جواهرات، تجهیزات پزشکی، ساعت های ضد آب، عینک و در آزمایشگاه های عمومی و دندانپزشکی ها استفاده می شود.

حمام اولتراسونیک مدل 9050 یک حمام التراسونیک با کیفیت است که دارای سه مبدل است و باعث پراکندگی یکنواخت امواج اولتراسونیک و افزایش توان خروجی تا 40 درصد می شود. پنل کنترلی با صفحه لمسی

اولتراسونیک کلینر 9050 دارای 4 دکمه، 6 نوع تنظیم زمانی و 3 نوع تنظیم دمایی است. دستگاه شوینده التراسونیک 9050 دارای محفظه ایی بزرگ از جنس فولاد ضدزنگ است که می تواند آیتم هایی با طول 37 سانتی متر را در خود جای دهد.

این حمام اولتراسونیک دارای رنج گسترده ایی از لوازم جانبی است. التراسونیک کلینر 9050 دارای شیر خروجی آب است و بنابراین آب های کثیف به سادگی از دستگاه خارج می شوند.

ویژگی های حمام اولتراسونیک:

- مخزن فولادی ضدزنگ حمام التراسونیک با حجم 7.5L
- توان مصرفی تمیزکننده التراسونیک : 410W
- پنل کنترلی لمسی اولتراسونیک کلینر
- سه هیتر سرمایی تمیزکننده اولتراسونیک با دمای 50°C - 60°C
- دو مبدل صنعتی حمام اولتراسونیک
- شیر زه کشی حمام التراسونیک
- سه فن سرمایشی تمیز کننده اولتراسونیک
- طراحی و ساخت با کیفیت التراسونیک کلینر
- پلاستیک با درجه بندی مهندسی دستگاه شوینده التراسونیک
- کارکرد آرام حمام التراسونیک

مشخصات فنی دستگاه شوینده اولتراسونیک:

9050 TOUCH	مدل حمام اولتراسونیک
تایمر از یک تا 30 دقیقه	تنظیمات تایمر تمیز کننده التراسونیک
331 x 238 x 105mm	اندازه مخزن اولتراسونیک کلینر
فولاد ضدزنگ SUS304	مواد به کار رفته در مخزن تمیز کننده اولتراسونیک
35,000Hz (35kHz)	فرکانس اولتراسونیک کلینر
410W max	مصرف برق تمیز کننده التراسونیک
AC 220-240V 50/60 Hz	ذخیره سازی برق دستگاه شوینده التراسونیک

541 x 337 x 277mm	ابعاد واحد (طول * عرض * ارتفاع) حمام التراسونيك
331 x 238 x 105mm	ابعاد مخزن (طول * عرض * ارتفاع) حمام التراسونيك
9.8kg	وزن حمام اولتراسونيك
4300ml	حجم ورودی (بهينه) تمیز کننده اولتراسونيك
6000ml	حجم ورودی (ماكسيمم) حمام التراسونيك
3A	فيوز شبکه التراسونيك كليئر

Mehrgan
Parto
Shar