

حمام التراسونیک مدل (SONIC 3MX (2790ml tank)



حمام التراسونیک مدل (SONIC 3MX (2790ml tank) از طریق ارسال امواج صوتی به محفظه (tank) و محلول شست و شو عمل می کند. این امواج میلیون ها حباب میکروسکوپی ایجاد می کنند، که در صورت ترکیب مقدار زیادی انرژی آزاد می کنند. این انرژی آزاد شده باعث پاکیزگی سطح می شود. به این فرآیند 'Cavitation' می گویند.

این حباب های ریز نه تنها باعث تمیزی سطح، بلکه با نفوذ به بخش های نازک تر در اجسام کوچکتر و جواهرات، آن ها را به فرم سابق در می آورد.

ویژگی ها:

- مخزن فولادی ضدزنگ با حجم 3L

- تایمر دیجیتالی 0 تا 60 دقیقه به همراه نمایشگر LCD

- حافظه استارت سریع

- روبش/پالس (Pulse/sweep)

- هیتر با دمای 0°C - 80°C

- عملکرد با توان بالا: 160W

- عملکرد حذف گاز

- شامل سینی فولادی ضدزنگ و در

- دو سال گارانتی

مشخصات فنی:

| | |
|----------------------------------|---|
| نام مدل | SONIC 3MX (2790ml حمام التراسونیک مدل tank) |
| ابعاد مخزن | 238 x 138 x 100mm |
| حجم مخزن | 3.0L |
| مواد به کار رفته در مخزن | فولاد ضدزنگ از نوع 304 |
| فرکانس التراسونیک | 37,000Hz (37kHz) |
| مصرف برق | 150W + 160W هیتر |
| ذخیره سازی برق | AC 220-240V 50Hz |
| ابعاد واحد (طول * عرض * ارتفاع) | 262 x 163 x 230mm |
| ابعاد مخزن (طول * عرض * ارتفاع) | 238 x 138 x 100mm |
| سینی بالایی (طول * عرض * ارتفاع) | 210 x 120 x 70mm |
| سینی پایینی (طول * عرض * ارتفاع) | 160 x 80 x 70mm |
| وزن | 3310 grams |
| حجم ورودی (بهینه) | 1885ml |

| | |
|---|---------------------|
| 2790ml | حجم ورودی (ماکسیمم) |
| عملکرد کاملا آرام وسایل الکتریکی عایق بنده شده | بقیه ویژگی ها |

مقایسه حمام های التراسونیک:

| 6MX | 6D | 4.5MX | 4D | 3MX | 3D | مدل |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 6L | 6L | 4.5L | 4L | 3L | 3L | حجم (لیتر) |
| 302x152x 150 | 302x152x 150 | 238x138x 150 | 302x152x 100 | 238x138x 100 | 238x138x 100 | ابعاد داخلی محفظه (tank) |
| 37 | 40 | 37 | 40 | 37 | 40 | فرکانس (KHz) |
| 240W | 180W | 160W | 120W | 160W | 120W | توان |
| × | ✓ | × | ✓ | × | ✓ | دکمه های پاکسازی راحت |
| ✓ | × | ✓ | × | ✓ | × | دکمه های استفاده آسان (easy use) |
| ✓ | × | ✓ | × | ✓ | × | پالس /رو بش |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--------------------------------|
| ✓ | ✓ | × | × | × | × | شیر تخلیه |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | حذف گاز |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | هیتر داخلی (0° - 80°) |

Mehrgan
Parto
Shar