

حمام اولتراسونیک (ULTRA 7050 (750ml tank)



دستگاه حمام التراسونیک (ultrasonic bath) مدل ULTRA 7050 ساخت شرکت James انگلستان دارای توان ماکسیمم 50 وات و فرکانس 42 کیلوهرتز است .حمام اولتراسونیک مدل ULTRA 7050 دارای ظرفیتی معادل با 750ml می باشد .این حمام التراسونیک دارای 5 تنظیم دمایی از 90 تا 600 ثانیه می باشد.

دستگاه شوینده التراسونیک (ultrasonic cleaner) مدل ULTRA 7050 750ml tank از طریق ارسال امواج صوتی به محفظه (tank) و محلول شست و شو عمل می کند. این امواج میلیون ها حباب میکروسکوپی ایجاد می کنند، که در صورت ترکیدن مقدار زیادی انرژی آزاد می کنند. این انرژی آزاد شده باعث پاکیزگی سطح می شود. به این فرآیند Cavitation می گویند.

حباب های ریز موجود در حمام اولتراسونیک نه تنها باعث تمیزی سطح، بلکه با نفوذ به بخش های نازک تر در اجسام کوچکتر و جواهرات، آن ها را به فرم سابق در می آورد.

از این حمام تمیز کننده برای پاکسازی جواهرات، تجهیزات پزشکی، ساعت های ضد آب، عینک، ریش تراش، مسواک و ... استفاده می شود.

ویژگی های حمام اولتراسونیک:

- مخزن منحصربه فرد حمام التراسونیک بدون کابل
- 5 تایمر دیجیتالی تمیزکننده التراسونیک به همراه صفحه نمایشگر با کیفیت
- پاکسازی بی دردسر، سریع و موثر اولتراسونیک کلینر
- تمیزکننده اولتراسونیک مناسب برای استفاده های خانگی و تخصصی
- پاکسازی green حمام اولتراسونیک – به وسیله ی آب داغ
- فرکانس عملیاتی تمیز کننده اولتراسونیک : 45KHz
- نیروی برق مرکزی التراسونیک کلینر به منظور پاکسازی با کیفیت
- نصب آسان دستگاه شوینده التراسونیک
- دارای تاییدیه کامل CE و RoHS حمام التراسونیک

مشخصات فنی دستگاه شوینده اولتراسونیک:

ULTRA 7050	مدل حمام اولتراسونیک
تایمر دیجیتال با 5 تنظیم متفاوت: 90، 180، 280، 380، 480 ثانیه به همراه سیستم قطع خودکار	تنظیمات تایمر تمیز کننده التراسونیک
750ml max	اندازه مخزن اولتراسونیک کلینر
فولاد ضدزنگ SUS304	مواد به کار رفته در مخزن تمیز کننده اولتراسونیک
42,000Hz (42kHz)	فرکانس اولتراسونیک کلینر
50W Max	مصرف برق تمیز کننده التراسونیک
AC 220-240V 50Hz	ذخیره سازی برق دستگاه شوینده التراسونیک
200 x 192 x 145mm	ابعاد واحد (طول * عرض * ارتفاع) حمام التراسونیک
149 x 126 x 47mm	ابعاد مخزن (طول * عرض * ارتفاع) حمام التراسونیک
200 x 192 x 145mm	ابعاد خارجی (طول * عرض * ارتفاع) التراسونیک کلینر

143x 121 x 42mm	ابعاد سبد (طول * عرض * ارتفاع) حمام اولتراسونیک
1200 grams	وزن حمام اولتراسونیک
567ml	حجم ورودی (بهینه) تمیز کننده اولتراسونیک
750ml	حجم ورودی (ماکسیمم) حمام التراسونیک
3A	فیوز شبکه التراسونیک کلینر
1.5M	کابل برق التراسونیک کلینر

Mehrgan
Parto
Shar