



# Felat Cell Kit



*FCK2 Standard Type*



*WFCK2 Water-Jacketed Type*

## کیت فلت سل

کیت فلت سل برای بررسی مواد صفحه ای و ورقه ای مانند فلزات و نیمه رسانا ها طراحی شده است. حداکثر حجم قابل قبول برای نمونه ۳۰۰ میلی لیتر است. یک پلیت گرافیتی در یک سمت سل قرار گرفته و می تواند به عنوان الکتروود کمکی استفاده شود. به جای گرافیت از سیم پلاتینی نیز می توان استفاده کرد. و دونوع پلیت سل PTC1 و PTC2 وجود دارد.

## ویژگی های فلت سل

تست پلاریزاسیون  
تست خوردگی گالوانیک  
اندازه گیری نویز الکتروشیمیایی  
اندازه گیری امپدانس الکتروشیمیایی  
ولتاژمتری چرخه ای

## کاربرد های فلت سل

ایده ال برای تست نمونه های فلت سل  
کاربری ساده  
قابلیت اسمبل کردن سریع و آسان  
الکتروود کمکی قابل تغییر

## مشخصات فنی کیت سل خوردگی

حجم سل	۳۰۰ میلی لیتر
جنس ماده بدنه سل انتهای سل رینگ	پیرکس پلی کربنات ویتون
ضخامت نمونه	تا ۱۰ میلی لیتر
ناحیه تست	۱ سانتی متر مربع