



## H-Type Cell Kit



*HCELL1 H-Type Cell  
with optional flag type Pt counter electrode*

## کیت سل نوع H, H-type cell

سل نوع H, H-type cell از دو سلول شیشه ای تشکیل شده است که می تواند با یک غشا یا یک فویل نفوذی استفاده شود. هر محفظه سل با یک محلول متفاوت ممکن است پر شود و آنها با هم توسط یک گیرع مرتبط هستند. حجم هر سل یک لیتر است. تمام قسمت های سل در برابر مواد الکترولیت مقاوم به مواد شیمیایی هستند مانند تفلون، پیرکس، و استیل ۶۱۶. تنظیمات سل استاندارد شامل یک نگهدارنده فلت برای الکتروود کار هست، یک میله گرافیتی یا پلاتین صفحه ای به عنوان الکتروود کمکی و یک الکتروود مرجع (د رفرنس) و یک تیوب حبابی گاز است.

## مشخصات فنی کیت سل خوردگی

1 liter x 2 ea About 750ml / each vial Approximately 14cm diameter by 30cm high including electrodes and adapters	ابعاد حجم سل داخلی حجم نمونه سایز
پیرکس تفلون استیل	ماده نگهدارنده نمونه سیلندری تیوب گسکت نمونه فلری
Pyrex®, 1L, 103x157mm(ODxH), 2ea	سل داخلی