


## انواع مختلف الکترودهای کار corrtest

الکترودهای مرجع ( الکتروود رفرنس) به طور گسترده برای اندازه گیری های الکتروشیمیایی CV، LSV، DPV و ... و دستگاه های الکتروشیمیایی ( آشکارسازهای الکتروشیمیایی برای HPLC ، بیو سنسورهای الکتروشیمیایی و غیره ) به کار برده می شوند. انواع مختلف الکترودهای کار شامل الکتروود پلاتین، الکتروود طلا، الکتروود کربن شیشه ای، الکتروود فلزی و الکترودهای میکرو پلاتین می باشد. همچنین انواع سفارشی آن نیز در دسترس می باشد .

فروش تمامی محصولات شرکت CORRTEST چین از جمله تمامی الکترودها که برای اندازه گیری های الکتروشیمیایی مانند CV، LSV، DPV و استفاده می شوند شامل الکتروود کار، الکتروود مرجع ( الکتروود رفرنس ) و الکتروود کمکی ( کانتر ) توسط شرکت مهرگان پرتو شار با قیمت مناسب و کیفیت عالی به فروش می رسد.

### Platinum working electrode(CS922)

۱. الکتروود کار پلاتین



Pt working electrode, disc dia. 2mm/3mm optional

## مشخصات فنی

خلوص پلاتین : ۹۹,۹۹٪

قطر دیسک پلاتین: ۲ میلی متر/۳ میلی متر

طول کل: ۸۰ میلی متر

قسمت ptfe ، دارای طول ۶۰ میلی متر، قطر ۶ میلی متر

قسمت مسی: طول ۲۰ میلی متر و قطر ۲ میلی متر

Gold working electrode

۲. الکتروود کار طلا



Gold working electrode, disc dia. 2mm/3mm optional

## مشخصات فنی

خلوص طلا: ۹۹,۹۹٪

قطر دیسک طلا: ۲ میلی متر/۳ میلی متر

طول کل: ۸۰ میلی متر

قسمت ptfe، دارای طول ۶۰ میلی متر، قطر ۶ میلی متر

قسمت مسی: طول ۲۰ میلی متر و قطر ۲ میلی متر

## Metal working electrode

۳. الکتروود کار فلزی



## مشخصات فنی

جنس الکتروود، کربن و استیل ضد زنگ و مس است

سطح ویژه الکتروود:  $0.5\text{cm}^2$

## Glassy Carbon electrode

۴. الکتروود کربن شیشه ای



CS920 GC Working electrode,  
diameter 2mm/3mm/4mm/5mm optional

### مشخصات فنی

قطر دیسک طلا: ۲ میلی متر


طول کل: ۸۰ میلی متر

قسمت ptfe، دارای طول ۶۰ میلی متر، قطر ۶ میلی متر

قسمت مسی: طول ۲۰ میلی متر و قطر ۲ میلی متر

٥. الكترود كار ميكرو پلاتين

### Platinum micro electrode



10 $\mu$ m/25 $\mu$ m Pt micro electrode  
12.5 $\mu$ m/25 $\mu$ m Au micro electrode