



Mini All-in-One Testing System	
1. Material Code کد محصول	WHW-25L-16CH
2. Description توضیحات	Product Specification مشخصات محصول
3. AC Input ورودی AC	AC 220V±10% 50Hz (compatible AC 110V±10% 60Hz) Single phase + Protective earth ground تک فاز + زمین حفاظتی
4. Power توان	0.2kW
5. Input Current جریان ورودی	1A(220VAC)/2A (110VAC)
6. Volume & Size حجم و اندازه	
6.1 Standard volume حجم استاندارد	25L
6.2 Inner size سایز داخلی	W360mm×D300mm×H235mm
6.3 External size سایز خارجی	W440mm×D580mm×H410mm
7. Weight وزن	About 45kg
8. Performance عملکرد	
8.1 Operating environment محیط عملیاتی	Operating temperature is +25°C、Relative humidity≤85%、Under no samples situation دمای عملیاتی +25°C، رطوبت نسبی ≤85٪، تحت شرایط بدون نمونه برداری
8.2 Temperature range محدوده دمایی	15~60°C
8.3 Temperature fluctuation نوسانات دمایی	≤1°C (no load temperature stability) (پایداری دمای بدون بار)
8.4 Temperature deviation انحراف دمایی	±2.0°C (no load temperature stability) (پایداری دمای بدون بار)
8.5 Risetime زمان افزایش	25°C~60°C≤40 min (No load)

8.6 Cooling time زمان خنک شدن	25°C~15°C≤60 min (No load)
9. Structure features ویژگی‌های ساختاری	
9.1 Thermal insulation maintenance structure ساختار نگهداری عایق حرارتی	Extern materials: High quality cold rolled steel plate, Surfaces pray and baking paint treatment Inner materials: Stainless steel plate SUS304 Chamber insulation materials: PU Foaming مواد خارجی: ورق فولاد نورد سرد با کیفیت بالا، سطوح رنگ شده و کوره‌ای مواد داخلی: ورق فولاد ضد زنگ SUS304 مواد عایق محفظه: فوم PU
9.2 Control panel کنترل پنل	Control panel touch control button دکمه کنترل لمسی پنل کنترل
9.3 Cooling/Heating method روش سرمایش/گرمایش	Semiconductor, DCFAN نیمه‌هادی، DCFAN
9.4 Configuration پیکربندی	Door: Insulating stalinite LED light Cell holder board درب: استالینیت عایق چراغ LED تخته نگهدارنده سلول
9.5 Electrical system سیستم الکتریکی	Controller: LEDHMI Setting mode: Touch screen Control type: Forced circulation ventilation کنترل کننده: LEDHMI حالت تنظیم: صفحه لمسی نوع کنترل: تهویه گردش اجباری

10.2 Connection diagram نمودار اتصال



10.3 Software نرم افزار



Communicate type: Ethernet
نوع ارتباط: اینترنت

10. Connecting with Neware battery system

اتصال با سیستم باتری Neware

10.1 Hardware

With RS485port

سخت افزار



Step ID	Step Name	Step Time(hh:mm:ss.ms)	Voltage(V)	Current(A)	Cut-off Curr(A)	Capacity(Ah)
1	Control					
2	End					

Control Type

Control Type: Temperature control

Temperature control (°C): 30

OK Cancel


Other

Step Parameters Protection settings/Record settings IF BIC OMS

Function	Parameter	Operator	Value(°C)	gato
Similar temperature			Protected	

Apply to all Control steps

OK Cancel



Picture for reference, please confirm the actual product

تصویر برای مرجع، لطفا محصول واقعی را تصدیق کنید

Different Range of Neware cycler will be integrated in chamber.

طیف وسیعی از چرخندهای Neware در محفظه ادغام خواهند شد.

5V10mA/ 5V20mA/ 5V50mA optional.

(Maximum 16 channels)

5V10mA	Range1: 5μA~1mA; Range2: 1mA~5mA;	Range3:5mA~10mA
5V20mA	Range1: 5μA~1mA; Range2: 1mA~10mA;	Range3: 10mA~20mA
5V50mA	Range1: 5μA~1mA; Range2: 1mA~25mA;	Range3: 25mA~50mA

Special coin cell holder with PCB board

جا سکه ای مخصوص با برد PCB