



فلکس ماتریکس

کلیدموفقیت در آنالیزهای MALDI MS

کیت های ماتریسی با کیفیت که مخصوصاً برای گردش های کاری تصویربرداری MALDI با وضوح بالا ایجاد شده اند

برای برآورده کردن نیازهای دشوار کاربردهای امروزی، جهت تضمین نتایج دقیق و حفظ پاکیزگی سیستم، ساخته شده است. ماتریس با کیفیت و خلوص بالا از ورود مصنوعات و یون های اضافی که می توانند در تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها اختلال ایجاد کنند، جلوگیری می کند Bruker با کیفیت flexMatrix بالای

از پروتئین ها، پپتیدها و لیپیدها به ویژه MALDI برای تصویربرداری flexMatrix توسعه یافته و واجد شرایط برای استفاده در تمام سیستم های تصویربرداری طیف سنجی جرمی MALDI شرکت Bruker. flexMatrix که از قبل در لوله های مناسب بسته بندی و توزیع شده است، پایدار و به راحتی قابل حمل است تا آماده سازی نمونه، به ویژه برای روش های استاندارد اسپری TM، ساده شود.

بروکر- با بیش از 25 سال دانش، نوآوری و دقت در MALDI.

فلکس ماتریکس

کلیدموفقیت در آنالیزهای MALDI MS

ویژگی ها و مزایا

ماندگاری و نحوه نگهداری

- اندازه های کوچک، نیاز به وزن کردن نامنظم را از بین می برند؛ با روش های استاندارد سمپاش TM سازگار هستند
- به سرعت و به طور کامل حل می شود؛ زمان های کوتاه فراصوت برای اختلاط کامل کافی است
- به راحتی پس از اندازه گیری برای رنگ آمیزی بافت شناسی، ایمونوهیستوشیمی یا آنالیزهای ژنتیکی از نمونه جدا می شود.
- کاملاً مناسب برای استفاده با IntelliSlides™
- واجد شرایط برای تمام پلتفرم های MALDI-Imaging شرکت Bruker

- مدت نگهداری: ۲۴ ماه از تاریخ تولید
- نگهداری: در تاریکی (۳-۸ درجه سانتیگراد)

اطلاعات سفارش

برای تصویربرداری لایپید flexMatrix
شماره قطعه: ۱۸۶۹۳۷۱، جعبه حاوی ۱۰ عدد تیوب ۲۰۰ میلی گرمی

برای تصویربرداری پپتیدی flexMatrix
شماره قطعه: ۱۸۶۹۴۵۰، جعبه حاوی ۱۰ عدد تیوب ۲۰۰ میلی گرمی

برای تصویربرداری پروتئین flexMatrix
شماره قطعه: ۱۸۶۹۴۵۱، جعبه حاوی ۱۰ عدد تیوب ۲۰۰ میلی گرمی



فقط برای استفاده تحقیقاتی. برای استفاده در مراحل تشخیص بالینی مناسب نیست.

شرکت بروکر ساینترفیک

بروکردالتونیک، شرکت

بیلریکا، ماساچوست • ایالات متحده آمریکا
تلفن +1 (978) 3660-663

برمن: آلمان
تلفن +49 (0) 2205-421

ms.sales.bdal@bruker.com - www.bruker.com